


正面

迷你铝合金筋膜枪说明书



产品概览



按摩头



产品参数


-型号:JT-266
-额定电压:8.4V
-额定电流:2A
-输入参数:5V 2A
-最高转速:3000r/min
-电池容量:1500mAh 2500mHh
-执行标准:GB 4706.1-2008



产品使用

开/关机

- 长按起始键三秒开机。长按起始键三秒关机。
- 产品开启运作后，每次运行15分钟后会自动停止欲再继续使用时，请再次按下开关即可。




力度调节

- 开机初始档位为一档。单击一次起始键增加一档。
- 最高档位为四档，四档时单击一次进入待机状态。

注：为了保护骨骼和肌群，避免长时间定点按摩，以免造成损伤，贴心开启15分钟自动停止智能防护模式。

更换按摩头



反面

指示灯、信号灯

- 指示灯指示筋膜枪档位大小。
- 亮一个灯时为一档，亮两个灯时为二档，亮三个灯时为三档，亮四个灯时为四档。




- 开机时信号灯闪亮一次，四个指示灯依次亮灯一次。
- 充电时，红灯常亮，充满后绿灯常亮。



- 开机功能：四个指示灯依次亮一次。
- 电量显示：低于60%，信号灯每5秒连闪2次。低于30%，信号灯每5秒连闪一次。
- 电压低于6.5伏，报警灯闪烁。
- 电压低于6伏，自动关机。

充电方式使用说明



- 充电中无法开机使用，须充电完成取下USB充电线方可开机使用。
- 充电2小时，充满后，一档测试约可使用5小时，具体使用时间会因所使用的档位及压力有所递减。
- 将USB充电线一端插上主机底部，另一端可接在桌上型电脑、行动电源、USB电源供应器的USB孔进行充电。请注意，若使用USB电源供应器充电，请勿使用输出规格超过DC 5V的电源供电。否则会造成主机损坏。

- *为保证使用安全，充电时不可使用筋膜枪
- *为保护电池寿命，信号灯闪红灯尽快充电

适应症

- 因肌肉挫伤、扭伤、拉伤的疼痛和痉挛
- 帮助肿胀部位的水肿液流动
- 松散增厚的结缔组织和筋膜
- 减少肌肉中乳酸的积累
- 增加关节活动度
- 消除肌肉疲劳


禁忌

- 动脉瘤、出血、使用血液稀释剂
- 心脏病、有心脏起搏器或除颤器
- 怀孕、癌症
- 关节内固定90天以内，该设备不可在内固定3英寸范围内使用
- 敏感区域头部、面部、颈椎、脊椎椎体
- 肌肉覆盖较少的靠近骨骼的位置胫骨、足背、手背等

器具内部装有锂电池，所以：

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
 - 在取出电池时，器具必须关机断电；
 - 电池应安全地处置；
 - 用户不能自行更换电池。
- 取出电池步骤：
-将产品后盖用工具撬开并取下
-拔掉电池引线，取下电池。

清单



售后服务卡 Warranty Card

Product Model
产品型号

Serial Number
序列号

Purchase Date
购买日期

Customer Name
客户姓名

Customer Tel
客户电话

Customer Email
客户邮箱

保修服务条款：

- 本产品保修一年，内置内池保修6个月
- 保修自产品首次购买日起算。
- 出现质量问题需要保修时，请将此保修卡、购买单据和产品一起寄回经销商或工厂维修服务。

以下情况不在保修范围内：

- 不能提供正规购买凭证和填写详细信息的保修卡。
- 人为或不可抗因素造成的损害。
- 人为拆机筋膜枪造成不可逆的伤害。


*本公司保留对上述售后条款和限制进行最终解释的权利

正面

Mini Aluminum Fascia Gun Manual



Product overview



Massage head




Product parameter

-Model: 266
-Rated voltage: 8.4V
-Rated current: 2A
-Input parameters: 5V 2A
-Maximum speed: 3000r/min
-Battery capacity: 1500mAh 2500mHh
-Executive standard: GB 4706.1-2008

Product instructions

On/Off

- Keep pressing the start button for three seconds to turn on or off.
- It will automatically stop after starting 15 minutes, if you want to continue using, please press the button again.




Gear adjustment

- The starting gear is the first gear. The gear is added up one by one when pressing the starting button.
- The highest gear is the fourth one. When in fourth gear, it will come to standby status after you press the button one more time.

NOTE: In order to keep the bone and muscles out of damage, please don't fix point massage for long time. So we set 15 minutes intelligent protection mode.


Replace Massage head




反面

Indicator light, signal light

- The indicator light indicates the size of the fascia gun gear.
- One light for one gear, two lights for two gears, and so on.




- The signal light flashes once when the machine is turned on.
- The four indicator lights are on once in turn. The red light is always on when charging. The green light is always on after charging.



- Power on function: the four indicators light up once in turn.
- Power display: below 60%, the signal light flashes twice every 5 seconds. Below 30%, the signal light flashes continuously every 5 seconds. When the voltage is less than 6.5 volts, the warning lamp flashes. If the voltage is lower than 6 volts, it will shut down automatically.

Charging method instructions



- It cannot be turned on during charging. You must unplug the USB charging cable after charging.
- Charge for 2 hours. After being fully charged, it can be used for about 5 hours in the first test. The specific use time will decrease due to the gear and pressure.
- Plug one end of the USB cable into the bottom of the host, and the other end can be connected to the desktop computer. Mobile power, the USB port of the USB power supply is charged. Please note that if you use a USB power supply, do not use a power supply with an output specification exceeding DC 5V. Otherwise, the host will be damaged.

- *To ensure safe use, do not use the fascia gun when charging
- *In order to protect battery life, please charge as soon as possible when the signal light flashes red.

Indication

- Pain and spasm due to muscle contusion, sprain and stain
- To help the swelling flow
- Loose and thickened connective tissue and fascia
- Reduce the accumulation of lactic acid in muscle
- Increase joint mobility
- Eliminate muscle fatigue


Taboo

- Aneurysm, bleeding, blood thinners
- Heart disease, with pacemaker or defibrillator
- Pregnancy, cancer
- The device cannot be used within 3 inches of internal fixation within 90 days after internal fixation
- Sensitive area head, face, cervical vertebra, spine and vertebral body
- The position of tibia, dorsum of foot, dorsum of hand, etc. Near the skeleton with less muscle coverage

There is a lithium battery inside the appliance, so:

- Before discarding the appliance, the battery must be removed from the appliance;
 - When taking out the battery, the appliance must be powered off;
 - The battery should be disposed of safely. Users cannot replace the battery by themselves.
- Take out the battery steps:
-Pry the back cover of the product with a tool and remove it
-Unplug the battery lead and remove the battery.

Checklist



Warranty Card Warranty Card

Product Model

Serial Number

Purchase Date

Customer Name

Customer Tel

Customer Email

Warranty service terms

- The product is warranted for one year and the built-in battery is warranted for six months
- The warranty starts from the first purchase date of the product.
- In case of quality problems requiring warranty, please send this warranty card. The purchase documents and products shall be sent back to the dealer or factory for repair.

The following are not covered by the warranty:

- Formal purchase certificate and warranty card with detailed information cannot be provided.
- Damage caused by human or irresistible factors.
- The artificial dismantling of the fascial gun causes irreversible damage.

*The company reserves the right of final interpretation of the above-mentioned after-sale terms and restrictions